ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КОНТУР АППАРАТА ЭКМО HIGLITE 7000 LT С ВНЕШНИМИ ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ

Для заполнения понадобятся:

- ✓ консоль ЭКМО Xenios, терморегулирующее устройство (с магистралями и штуцерами для подключения к оксигенатору), расположенные на транспортной тележке; газовый смеситель с ротаметрами и кронштейн для площадки датчиков давления, закрепленные на стойке транспортной тележки; электропривод роторного насоса (2 шт − один закреплен на защитной рамке, второй помещен на столик транспортной тележки), блок датчиков, установленные на защитную рамку, закрепленную на транспортной тележке; соединительные кабели датчиков давления (3 шт.), датчик температуры, датчик потока (контроля пузырьков воздуха).
- ✓ бокс с контуром ЭКМО (оксигенатор Hilite 7000 LT с принадлежностями)
- ✓ чистая ровная поверхность достаточная для размещения бокса с контуром и компонентов контура,
- ✓ стерильные перчатки,
- ✓ 1500 + 500 мл раствора NaCl 0,9% (не в стеклянной упаковке).
- ✓ дистиллированная вода 1000 мл
- ✓ дополнительные магистральные зажимы Weiss'a (2 шт., повесить на крючок стойки транспортной тележки)

Последовательность действий

- 1. Проверить маркировку и целостность упаковки контура: Соответствие с необходимым (Hilite 7000 LT), сроки стерильности, зеленый цвет надписи «Gas sterilization», целостность упаковки.
- 2. Включить оборудование (консоль и ТРУ) в сеть (проверить положение ВКЛ выключателя на задней панели консоли), подключить газовый смеситель к магистралям кислорода и сжатого воздуха.
- 3. Проверить подключение электропривода насоса, датчиков потока, температуры, соединительных кабелей к блоку датчиков
- 4. Проверить подключение блока датчиков в верхний разъем на задней панели консоли
- 5. Включить консоль (левая кнопка на передней панели), удерживая кнопку в течение 3 сек. Аппарат проходит первичное самотестирование. Открывается первое окно с отображение блока датчик. Зеленым отмечаются уже подключенные датчики и электропривод насоса.
- 6. Вскрыть упаковку контура, надеть стерильные перчатки.
- 7. Достать упакованные принадлежности и разложить их на поверхности рядом с боксом контуром. Две упаковки с магистральными зажимами Weiss'а (синими, по 2 в каждой упаковке) и упаковку с хомутами передать врачу, выполняющему канюляцию.
- 8. Проверить маркировку стерильности (надпись зеленого цвета на бумажной фиксирующей оксигенатор ленте).
- 9. Отклеить ленту, достать оксигенатор и неупакованную часть магистралей. Проверить плотность всех соединений и заглушек. При необходимости их затянуть. Проверить наличие дисковых клапанов на трехходовых краниках (синий и красный) на оксигенаторе (при отсутствии достать из бокса и установить на боковой порт краников.
- 10. Установить дополнительные трехходовые краники:
 - красный, на оксигенатор вместо белой заглушки на нижней поверхности отводящей магистрали,
 - синий на заборной магистрали перед головкой насоса на белый краник.
- 11. Достать из бокса короб с упакованными магистралями (не раскрывать!!!) повесить на крючок стойки транспортной тележки. На соседний крючок повесить расправленный

- мешок для раствора первичного заполнения контура. Обратить внимание на свободное свешивание магистралей!!! Снять желтую заглушку с оксигенатора. Разместить оксигенатор на штативе защитной рамке до легкого щелчка.
- 12. На третьем крючке стойки транспортной тележки разместить флакон с 250-500 мл NaCl 0,9% (гепарин не нужен).
 - Флакон системы промывки датчиков давления, мешок первичного заполнения, бокс с магистралями, зажимы Weiss'а должны быть размещены на разных крючках и не мешать друг другу!!!
- 13. Достать из упаковки датчики давления с магистралью для промывки. Закрепить датчики на пластине держателя (находится в упаковке). Проверить плотность всех соединений. Соединить удлинители датчиков с соответствующими краниками на контуре. Обратить внимание на цветовую маркировку прозрачных удлинителей датчиков и расположение на площадке в соответствующей последовательности!!! Присоединить удлинители в соответствии с маркировкой к соответствующим краникам и датчики к соответствующим разъемам блока датчиков:
 - нет маркировки (или белая) белый краник на магистрали перед головкой насоса, к разъему P1 блока датчиков,
 - синяя маркировка синий трехходовой краник на верхней части оксигенатора (воздушная камера), P2 блока датчиков,
 - красная маркировка верхний красный трехходовой краник на оксигенаторе, P3 блока датчиков.
 - Заполнить удлинители из флакона для заполнения.
- 14. Выполнить обнуление датчиков давления. На мониторе блока управления, используя функциональные кнопки на экране, переходим на следующую страницу. Выбираем тип датчиков давления внешние датчики, и переходим не следующую страницу обнуления датчиков давления. Процедура аналогична подобной для датчиков при измерения инвазивного давления. С краников датчиков снимаем защитные красные колпачки (после обнуления их необходимо их заменить на белые без отверстия для воздуха) и открываем краники на воздух. Возможно обнуление каждого датчика отдельно или всех датчиков сразу. Нажимаем функциональную кнопку «Обнулить все», проверяем, что все датчики обнулились, подтверждаем выполнение. Закрываем краники, устанавливаем заглушки.
 - 15. До упора большими пальцами обеих рук перекрыть 4 пластиковых клипсы на магистралях.
 - 16. Заполнить мешок для раствора первичного заполнения 1500 2000 мл раствора NaCl 0,9% (гепарин не нужен) через высокообъемный порт (с пластиковой иглой).
 - 17. Открыть все пластиковые клипсы и начать гравитационное заполнение контура. При необходимости снять короб с магистралями и оксигенатор и удалить оставшийся воздух. Внимательно следить за полным удалением воздуха их артериальной части оксигенатора и головки насоса!!! После заполнения контура вновь установить оксигенатор на штатив и повесить короб на крючок штатива.
 - 18. Установить головку насоса на электропривод насоса до характерного щелчка обоих фиксирующих зажимов. Обратить внимание:
 - на отсутствие перегибов магистралей,
 - отводящая магистраль к оксигенатору направлена вверх
 - 19. Еще раз убедиться в отсутствии воздуха в головке насоса и перейти к аппаратному заполнению контура. На мониторе перейти к следующей странице. С помощью экранной кнопки включаем привод насоса и поворотной ручкой увеличиваем количество оборотов насоса до 1500-1700 об/мин. При обнаружении воздуха в оксигенаторе снять оксигенатор со штатива, потрясти, удалить воздух, вернуть оксигенатор на место. При попадании воздуха в головку, немедленно остановить мотор, снять головку одно-

- временным нажатием фиксирующих зажимов, удалить воздух потряхиванием, вернуть головку на место, запустить мотор.
- 20. Соединить воздушную камеру оксигенатора (синий краник) и мешок для первичного заполнения (белый краник на мешке) шунтирующей магистралью (в упаковке).
- 21. При отсутствии воздуха в контуре, мы увеличиваем скорость вращения насоса до 5000-5500 об/мин и проверяем магистрали и все другие элементы системы на наличие воздуха. Даже небольшие пристеночные пузырьки воздуха необходимо удалить.
- 22. Установить датчик потока на отводящую магистраль. Никаких смазывающих веществ не требуется. Стрелка на крышке датчика указывает направление потока от оксигенатора.
- 23. Обнулить датчик потока, следуя инструкции на экране монитора
- 24. Выбрать модель поведения в случае обнаружения пузырьков воздуха: только включать сигнал тревоги или включать сигнал тревоги и переводить аппарат в режим **«Нулевого потока»**.
- 25. Установить температурный датчик в соответствующее гнездо на оксигенаторе.
- 26. Подключить шланги ТРУ к соответствующим разъемам на оксигенаторе (прозрачные колпачки в нижней части оксигенатора).
- 27. Подключить кислородную магистраль к оксигенатору (зеленый колпачок) и к газовому смесителю.
- 28. Перейти на основной экран мониторинга параметров и управления процедурой. Убедиться в правильности настройки всех параметров.
- 29. Включить ТРУ, установить нужную температуру.
- 30. Остановить мотор. Закрыть все белые клипсы. Отсоединить мешок для первичного заполнения (быстросъемные соединения). Соединить магистрали контура между собой.
- 31. Быть готовым передать стерильный бокс врачу, выполняющему канюляцию и начать канюляцию.