


Бедренные канюли



Удлиненные армированные канюли, устойчивые к перегибам, с прямым наконечником с множественными отверстиями, обеспечивающими более высокие скорости потока при минимальной разности давлений. Все канюли могут поставляться с покрытием RHEOPARIN.

Артериальные бедренные канюли

Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника			
Без порта Люер	С портом Люер	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	Ø A (мм)	B (мм)	C (мм)	Ø D (мм)
MEFKA16	MEFKA16L	5,3	16	383	3/8"	1	5,3	40	168	2,5
MEFKA18	MEFKA18L	6,0	18	383	3/8"	1	6,0	40	168	2,5
MEFKA20	MEFKA20L	6,6	20	383	3/8"	1	6,6	40	168	2,5
MEFKA22	MEFKA22L	7,3	22	383	3/8"	1	7,3	40	168	2,5
MEFKA24	MEFKA24L	8,0	24	383	3/8"	1	8,0	40	168	2,5
MEFKA26	MEFKA26L	8,6	26	383	3/8"	1	8,6	40	168	2,5

Венозные бедренные канюли

Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника			
Без порта Люер	С портом Люер	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	Ø A (мм)	B (мм)	C (мм)	Ø D (мм)
MEFKV18	MEFKV18L	6,0	18	807	3/8"	1	6,0	40	592	2,5
MEFKV20	MEFKV20L	6,6	20	807	3/8"	1	6,6	40	592	2,5
MEFKV22	MEFKV22L	7,3	22	807	3/8"	1	7,3	40	592	2,5
MEFKV24	MEFKV24L	8,0	24	807	3/8"	1	8,0	40	592	2,5
MEFKV26	MEFKV26L	8,6	26	807	3/8"	1	8,6	40	592	2,5
MEFKV28	MEFKV28L	9,3	28	807	3/8"	1	9,3	40	592	2,5

Наборы бедренных канюль



Набор включает бедренную венозную или артериальную армированную канюлю соответствующего диаметра для чрезбедренного доступа для подключения ИК, а также все необходимые компоненты (игла, скальпель, 3 дилатора, проводник). Все канюли могут поставляться с покрытием RHEOPARIN.

Канюля для бедренной артерии с набором катетеризации

Кат. номера					
Без порта Люер	С портом Люер	Ø Fr	В упак.	Набор дилаторов	Проводник
MEFKKA16	MEFKKA16L	16	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA18	MEFKKA18L	18	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA20	MEFKKA20L	20	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA22	MEFKKA22L	22	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA24	MEFKKA24L	24	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA26	MEFKKA26L	26	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм

Канюля для бедренной вены с набором для катетеризации

Кат. номера					
Без порта Люер	С портом Люер	Ø Fr	В упак.	Набор дилаторов	Проводник
MEFKKV18	MEFKKV18L	18	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV20	MEFKKV20L	20	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV22	MEFKKV22L	22	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV24	MEFKKV24L	24	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV26	MEFKKV26L	26	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV28	MEFKKV28L	28	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм

Наборы для катетеризации бедренных сосудов



Набор включает все необходимые компоненты для катетеризации бедренных сосудов (игла, скальпель, 3 дилатора, проводник).

Набор для катетеризации бедренной артерии


Кат. номера	В упак.	Набор дилаторов	Проводник
MEFKIKA	1	8Fr, 12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм

Набор для катетеризации бедренной вены

Кат. номера	В упак.	Набор дилаторов	Проводник
MEFKIKV	1	8Fr, 12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм

Скорости потока в бедренных канюлях МЕФКА**, МЕФКV**

Артериальные бедренные канюли МЕФКА**



Венозные бедренные канюли МЕФКV**

