

Системы для экстренной терапии ЭКМО

Канюли NOVAPORT

Канюли *NovaPort* разработаны специально для максимально безопасного проведения экстракорпоральной поддержки легких и сердца, а также периперационной перфузии при малоинвазивной кардиохирургии.

Все поверхности канюль, контактирующие с кровью, имеют стабильное биосовместимое гепариновое покрытие *x.ellence*.

- Минимальное сопротивление потоку, даже на высоких скоростях
- Идеальная толщина стенок
- Максимальная гибкость и устойчивость к изломам, благодаря специальному армированию и особой конструкции проводника-стилета High-flex
- Чрескожное одномоментное расширение позволяет максимально защитить стенку сосуда
- Плавный переход от проводника-стилета к канюле
- Предназначены для длительного применения



Однопросветная канюля *NovaPort one*

- Применяется для чрескожного подключения систем экстракорпорального газообмена с магистральями \varnothing 3/8"
- Используется со стандартны универсальным коннектором 3/8"
- Размеры: от 13 Fr до 21 Fr и длиной от 90 мм до 140 мм
- Сертифицированная длительность применения до 29 суток



Комплект набора для установки:

- Пункционная игла
- Струна-проводник (70 см, с покрытием ПТФЭ*)
- Зажим
- Скальпель
- Пункционная игла с тупоугольной заточкой для снижения риска травмы противоположной стенки сосуда
- Воздушно-капельная заглушка

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Артикулы | Однопросветные канюли |
|----------|----------------------------------|
| 33530000 | Канюля NovaPort one 13Fr, 140 мм |
| 33530001 | Канюля NovaPort one 15Fr, 140 мм |
| 33530002 | Канюля NovaPort one 17Fr, 140 мм |
| 33530003 | Канюля NovaPort one 19Fr, 140 мм |
| 33530004 | Канюля NovaPort one 21Fr, 140 мм |
| 33530005 | Канюля NovaPort one 13Fr, 90 мм |
| 33530006 | Канюля NovaPort one 15Fr, 90 мм |
| 33530007 | Канюля NovaPort one 17Fr, 90 мм |

ЗАО «ИМПЛАНТА»

119002 г. Москва, Карманицкий пер., 9, Арбат Бизнес Центр, офис 701

Тел: +7 495 234 9119

E-mail: info@implanta.ru

www.implanta.ru