

Каталог продукции **medos**

Канюли для кардиохирургии и вспомогательного кровообращения, коннекторы, гемоконцентраторы, наборы для кардиоплегии



Канюли для ИК

Оглавление

Аортальная канюля с армированием.....	3
Двухступенчатая венозная канюля	4
Венозная канюля армированная прямая.....	5
Угловая венозная канюля с армированием.....	6
Бедренные канюли.....	7
Наборы бедренных канюль	8
Наборы для катетеризации бедренных сосудов	9
Скорости потока в бедренных канюлях MEFKA**, MEFKV**	10
Канюля корня аорты без дренажной магистрали	11
Канюля корня аорты с дренажной магистралью	12
Канюля перфузии коронарных устьев, силиконовый наконечник, с перфорацией.....	13
Дренажный катетер со стилетом.....	14
Канюли для отсасывания	15
Коннекторы.....	16
Гемоконцентраторы	18
Наборы для кардиоплегии.....	19

Аортальная канюля с армированием



- Прямой и угловой наконечник
- Конструкция X-Flow для артериальных канюль всех размеров
- Армирование проволокой
- ПВХ без фталатов

Кат. номера		Общая конфигурация			Конфигурация наконечника		
Старый	Новый	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	Тип наконечника
MEA1802	35500107	8,0	24,0	280	3/8" Люер вниз	20	
MEA1803	35500108	8,0	24,0	280	3/8"	20	
MEA1805	35500138	8,0	24,0	280	3/8" Люер вниз	20	
MEA1806	35500152	8,0	24,0	280	3/8"	20	
MEA1807	35500139	8,0	24,0	280	Без коннектора	20	
MEA5802	35500131	8,0	24,0	280	3/8" Люер вниз	20	
MEA5803	35500104	8,0	24,0	280	3/8"	20	
MEA5805	35500132	8,0	24,0	280	3/8" Люер вниз	20	
MEA5806	35500133	8,0	24,0	280	3/8"	20	
MEA5807	35500134	8,0	24,0	280	Без коннектора	20	


Двухступенчатая венозная канюля



- Усовершенствованные двухступенчатые венозные канюли с наконечником типа «маяк»
- Проксимальное и дистальное армирование
- Армирование проволокой
- ПВХ без фталатов


Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника	
Старый	Новый	Ø прокс. (Fr)	Ø дист. (Fr)	Длина, мм	Коннектор	В упак.	Тип	
Круглый корпус								
MEV1440	35510133	40	32	400	нет	20	маяк	
MEV1446	35510119	46	36	400	нет	20	маяк	
MEV1450	35510122	50	36	400	нет	20	маяк	
MEV6440	35510115	40	32	400	1/2", Люер	20	маяк	
MEV6446	35510120	46	36	400	1/2", Люер	20	маяк	
MEV6450	35510124	50	36	400	1/2", Люер	20	маяк	
MEV7440	35510118	40	32	400	1/2"	20	маяк	
MEV7446	35510121	46	36	400	1/2"	20	маяк	
MEV7450	35510158	50	36	400	1/2"	20	маяк	
Плоский корпус								
	35510143	40	32	400	нет	20	маяк	
	35510146	46	36	400	нет	20	маяк	
	35510149	50	36	400	нет	20	маяк	
	35510144	40	32	400	1/2", Люер	20	маяк	
	35510147	46	36	400	1/2", Люер	20	маяк	
	35510151	50	36	400	1/2", Люер	20	маяк	
	35510145	40	32	400	1/2"	20	маяк	
	35510148	46	36	400	1/2"	20	маяк	
	35510150	50	36	400	1/2"	20	маяк	

Венозная канюля армированная прямая



- Усовершенствованные венозные канюли с наконечником типа «маяк»
- Армирование проволокой
- ПВХ без фталатов

Кат. номера		Общая конфигурация			Конфигурация наконечника	
Старый	Новый	Ø (Fr)	Длина, мм	Коннектор	В упак.	Тип
MEV2120	35510088	20	320	1/4"	20	маяк
MEV2122	35510089	22	320	1/4"	20	маяк
MEV2124	35510090	24	390	3/8"	20	маяк
MEV2128	35510092	28	390	3/8"	20	маяк
MEV2132	35510094	32	390	3/8"	20	маяк
MEV2134	35510095	34	390	3/8"	20	маяк
MEV2136	35510096	36	390	3/8"	20	маяк




Угловая венозная канюля с армированием




- Усовершенствованные угловые венозные канюли с наконечником типа «маяк»
- Армирование проволокой
- ПВХ без фталатов

Кат. номера		Общая конфигурация				Конфигурация наконечника
Старый	Новый	Ø (Fr)	Длина, мм	Коннектор	В упак.	Тип
MEV3120	35510079	20	320	1/4"	20	маяк
MEV3122	35510080	22	320	1/4"	20	маяк
MEV3124	35510081	24	390	3/8"	20	маяк
MEV3128	35510083	28	390	3/8"	20	маяк
MEV3132	35510085	32	390	3/8"	20	маяк
MEV3134	35510086	34	390	3/8"	20	маяк
MEV3136	35510087	36	390	3/8"	20	маяк



Бедренные канюли



Удлиненные армированные канюли, устойчивые к перегибам, с прямым наконечником с множественными отверстиями, обеспечивающими более высокие скорости потока при минимальной разности давлений.


Артериальные бедренные канюли

Кат. номера		Общая конфигурация				Конфигурация наконечника				
Старый	Новый	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	ØA (мм)	B (мм)	C (мм)	ØD (мм)
MEFKA16L	35500028	5,3	16	383	3/8"	1	5,3	40	168	2,5
MEFKA18L	35500029	6,0	18	383	3/8"	1	6,0	40	168	2,5
MEFKA20L	35500030	6,6	20	383	3/8"	1	6,6	40	168	2,5
MEFKA22L	35500031	7,3	22	383	3/8"	1	7,3	40	168	2,5
MEFKA24L	35500044	8,0	24	383	3/8"	1	8,0	40	168	2,5

Венозные бедренные канюли

Кат. номера		Общая конфигурация				Конфигурация наконечника				
Старый	Новый	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	ØA (мм)	B (мм)	C (мм)	ØD (мм)
MEFKV18L	35510035	6,0	18	807	3/8"	1	6,0	40	592	2,5
MEFKV20L	35510036	6,6	20	807	3/8"	1	6,6	40	592	2,5
MEFKV22L	35510038	7,3	22	807	3/8"	1	7,3	40	592	2,5
MEFKV24L	35510040	8,0	24	807	3/8"	1	8,0	40	592	2,5
MEFKV26L	35510041	8,6	26	807	3/8"	1	8,6	40	592	2,5
MEFKV28L	35510042	9,3	28	807	3/8"	1	9,3	40	592	2,5

Наборы бедренных канюль



Набор включает бедренную венозную или артериальную армированную канюлю соответствующего диаметра для чрезбедренного доступа для подключения ИК, а также все необходимые компоненты (игла, скальпель, 3 дилататора, проводник).


Канюля для бедренной артерии с набором катетеризации

Кат. номера		Ø Fr	В упак.	Набор дилататоров	Проводник
Старый	Новый				
MEFKKA16L	35500000	16	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA18L	35500001	18	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA20L	35500033	20	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA22L	35500034	22	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм
MEFKKA24L	35500048	24	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм

Канюля для бедренной вены с набором для катетеризации

Кат. номера		Ø Fr	В упак.	Набор дилататоров	Проводник
Старый	Новый				
MEFKKV18L	35510026	18	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV20L	35510055	20	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV22L	35510028	22	1	8Fr, 12Fr, 14Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV24L	35510030	24	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV26L	35510031	26	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм
MEFKKV28L	35510033	28	1	12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм

Наборы для катетеризации бедренных сосудов



Набор включает все необходимые компоненты для катетеризации бедренных сосудов (игла, скальпель, 3 дилататора, проводник).

Набор для катетеризации бедренной артерии


Кат. номера		В упак.	Набор дилататоров	Проводник
Старый	Новый			
MEFKIKA	35570042	1	8Fr, 12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 700 мм

Набор для катетеризации бедренной вены


Кат. номера		В упак.	Набор дилататоров	Проводник
Старый	Новый			
MEFKIKV	35570002	1	8Fr, 12Fr, 14Fr, 18Fr (длина 190 мм)	0,035" x 1400 мм

Скорости потока в бедренных канюлях MEFKA**, MEFKV**

Артериальные бедренные канюли MEFKA**



Венозные бедренные канюли MEFKV**



Канюля корня аорты без дренажной магистрали



Кардиоплегическая канюля корня аорты с прозрачным корпусом и пластиковым наконечником. Канюля имеет удаляемую стальную иглу-интродьюсер.

Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника			
Старый	Номер	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Ø иглы (мм)
MER1020	35570068	2,0	6,0	155	Люер ♀	20	1,2	3,0	2,5	2,0
MER1026	35570071	2,6	7,8	155	Люер ♀	20	1,4	3,1	2,5	2,6

Канюля корня аорты с дренажной магистралью



Прозрачный корпус канюли соединен с отдельной дренажной линией для мониторинга давления в корне аорты, дренирования левых отделов сердца. Канюля имеет удаляемую стальную иглу-интродьюсер.

Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника			
Старый	Новый	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор дренаж/канюля	В упак.	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Ø иглы (мм)
MER2020	35570073	2,0	6,0	155	1/4"/Люер ♀	20	1,2	3,0	2,5	2,0
MER2026	35570074	2,6	7,8	155	1/4"/Люер ♀	20	1,4	3,1	2,5	2,6


Канюля перфузии коронарных устий, силиконовый наконечник, с перфорацией



Канюли с мягким сферическим силиконовым наконечником с боковыми отверстиями. Возможность выбора коннектора – винтовой Люер типа «мама» или гладкостенный диаметром 1/4". Возможность выбора угла изгиба наконечника – 135°, 90 ° или 45°.

Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника				
Старый	Новый	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	Ø A (мм)	Ø B (мм)	Ø C (мм)	D (мм)	угол
MEP1135	35570078	3,5	10,5	240	Люер ♀	20	3,5	7	1,1	2,8	135°
MEP1140	35570081	4,0	12,0	240	Люер ♀	20	4,0	8	1,25	3,2	135°
MEP2135	35570080	3,5	10,5	240	Люер ♀	20	3,5	7	1,1	2,8	90°
MEP2140	35570082	4,0	12,0	240	Люер ♀	20	4,0	8	1,25	3,2	90°


Дренажный катетер со стилетом



Используется для прямого дренирования полости левого желудочка. Конец катетера открытый и перфорированный. Поставляется с гибким пластиковым стилетом для облегчения проведения. Коннектор гладкостенный 1/4".

Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника			
Старый	Новый	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	ØA (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
MEW1060	35570075	6,0	18	360	1/4"	20	6,0	52	1,8	2,7
MEW2060	35570076	6,0	18	360	1/4"	20	6,0	97	2,0	3,4

Канюли для отсасывания




Канюля жесткая

Кат. номера		Общая конфигурация					Конфигурация наконечника				
Старый	Новый	Ø мм	Ø Fr	Длина, мм	Коннектор	В упак.	ØA (мм)	ØB (мм)	ØC (мм)	D (мм)	E (мм)
MES9570	35570066	7	21	340	1/4"	10	7	2,9	9,3	55,5	40,5

Коннекторы


Прямые коннекторы

Кат. Номер				
Без колпачка	С колпачком	Размер 1	Размер 2	В упак.
MEGK0H2100	MEGK1H2100	3/16"	1/8"	50
MEGK0H2200	MEGK1H2200	3/16"	3/16"	50
MEGK0H3100	MEGK1H3100	1/4"	1/8"	50
MEGK0H3200	MEGK1H3200	1/4"	3/16"	50
MEGK0H3300	MEGK1H3300	1/4"	1/4"	50
MEGK0H4300	MEGK1H4300	3/8"	1/4"	50
MEGK0H4400	MEGK1H4400	3/8"	3/8"	50
MEGK0H5300	MEGK1H5300	1/2"	1/4"	50
MEGK0H5400	MEGK1H5400	1/2"	3/8"	50
MEGK0H5500	MEGK1H5500	1/2"	1/2"	50




Прямые коннекторы с портом Люер

Кат. Номер				
Без колпачка	С колпачком	Размер 1	Размер 2	В упак.
MEGK2H2200	MEGK3H2200	3/16"	3/16"	50
MEGK2H3100	MEGK3H3100	1/4"	1/8"	50
MEGK2H3200	MEGK3H3200	1/4"	3/16"	50
MEGK2H3300	MEGK3H3300	1/4"	1/4"	50
MEGK2H4300	MEGK3H4300	3/8"	1/4"	50
MEGK2H4400	MEGK3H4400	3/8"	3/8"	50
MEGK2H5300	MEGK3H5300	1/2"	1/4"	50
MEGK2H5400	MEGK3H5400	1/2"	3/8"	50
MEGK2H5500	MEGK3H5500	1/2"	1/2"	50




У-образные коннекторы

Кат. Номер					
Без колпачка	С колпачком	Размер 1	Размер 2	Размер 3	В упак.
МЕУК0Н2220	МЕУК1Н2220	3/16"	3/16"	3/16"	50
МЕУК0Н3220	МЕУК1Н3220	1/4"	3/16"	3/16"	50
МЕУК0Н3330	МЕУК1Н3330	1/4"	1/4"	1/4"	50
МЕУК0Н3340	МЕУК1Н3340	1/4"	1/4"	3/8"	50
МЕУК0Н3440	МЕУК1Н3440	1/4"	3/8"	3/8"	50
МЕУК0Н4330	МЕУК1Н4330	3/8"	1/4"	1/4"	50
МЕУК0Н4430	МЕУК1Н4430	3/8"	3/8"	1/4"	50
МЕУК0Н4440	МЕУК1Н4440	3/8"	3/8"	3/8"	50
МЕУК0Н5330	МЕУК1Н5330	1/2"	1/4"	1/4"	50
МЕУК0Н5440	МЕУК1Н5440	1/2"	3/8"	3/8"	50
МЕУК0Н5530	МЕУК1Н5530	1/2"	1/2"	1/4"	50
МЕУК0Н5540	МЕУК1Н5540	1/2"	1/2"	3/8"	50
МЕУК0Н5550	МЕУК1Н5550	1/2"	1/2"	1/2"	50



У-образные коннекторы с портом Люер

Кат. Номер					
Без колпачка	С колпачком	Размер 1	Размер 2	Размер 3	В упак.
МЕУК2Н2220	МЕУК3Н2220	3/16"	3/16"	3/16"	50
МЕУК2Н3220	МЕУК3Н3220	1/4"	3/16"	3/16"	50
МЕУК2Н3330	МЕУК3Н3330	1/4"	1/4"	1/4"	50
МЕУК2Н3340	МЕУК3Н3340	1/4"	1/4"	3/8"	50
МЕУК2Н3440	МЕУК3Н3440	1/4"	3/8"	3/8"	50
МЕУК2Н4330	МЕУК3Н4330	3/8"	1/4"	1/4"	50
МЕУК2Н4430	МЕУК3Н4430	3/8"	3/8"	1/4"	50
МЕУК2Н4440	МЕУК3Н4440	3/8"	3/8"	3/8"	50
МЕУК2Н5330	МЕУК3Н5330	1/2"	1/4"	1/4"	50
МЕУК2Н5440	МЕУК3Н5440	1/2"	3/8"	3/8"	50
МЕУК2Н5530	МЕУК3Н5530	1/2"	1/2"	1/4"	50
МЕУК2Н5540	МЕУК3Н5540	1/2"	1/2"	3/8"	50
МЕУК2Н5550	МЕУК3Н5550	1/2"	1/2"	1/2"	50




Гемоконцентраторы

Кат №	МЕ HF0G 0020 для новорожденных МЕН54008	МЕ HF0G 0060 для детей МЕН54007	МЕ HF0G 0140 для взрослых МЕН54006
Комплект Custom pack (набор магистралей, гемоконцентратор, мешок для ультрафильтрата) одной фирмы-производителя.	наличие	наличие	наличие
Одновременность поставки гемоконцентратора и набора магистралей к нему.	наличие	наличие	наличие
Материал волокон	полиарилэфирсульфон/ поливинилпирролидон	полиарилэфирсульфон/ поливинилпирролидон	полиарилэфирсульфон/ поливинилпирролидон
Площадь поверхности мембраны	0,20 м2	0,60 м2	1,40 м2
Толщина стенки волокна	50 мкм	50 мкм	50 мкм
Внутренний диаметр	215 мкм	215 мкм	215 мкм
Объем заполнения (кровеносная часть)	17 мл	52 мл	102 мл
Максимальное трансмембранное давление	600 мм.рт.ст.	600 мм.рт.ст.	600 мм.рт.ст.
Максимальный кровоток	100 мл/мин	400 мл/мин	500 мл/мин
Градиент давления	53 мм рт ст	40 мм рт ст	44 мм рт ст
Скорость ультрафильтрации (при скорости кровотока 200 мл/мин., давлении 200 мм рт.ст.)	34 мл/мин	67 мл/мин	99 мл/мин
Клиренс (скорость кровотока 300 мл/мин., ультрафильтрация 60 мл/мин.):			
альбумин	0%	0%	0%
витамин В12	100%	100%	100%
инулин	90%	90%	90%
миоглобин	21%	21%	21%
Количество магистралей	3 штуки	3 штуки	3 штуки
Материал магистралей	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Мешок для ультрафильтрата	Не менее 2000 мл	Не менее 2000 мл	Не менее 2000 мл


Наборы для кардиоплегии

Стандартные наборы для всех видов кардиоплегии. Также могут быть созданы варианты по желанию заказчика.


Кристаллоидная кардиоплегия МЕН33347




Кровяная кардиоплегия МЕН31617




Кровяная кардиоплегия МЕН32137




Кровяная кардиоплегия педиатрическая МЕН33721



Кровяная кардиоплегия по Calafiore MEN32923



Магистраль для перфузии органов MEN41035





ЗАО «ИМПЛАНТА»

Официальный дистрибьютор фирмы «MEDOS/XENIOS»

119002, Москва, Карманицкий пер., д.9

«Арбат Бизнес Центр» офис 701

Тел.: (495) 234 91 19

info@implanta.ru

<http://www.implanta.ru>