



Оксигенаторы medos® hilite® LT для ЭКМО

	hilite® 7000LT	hilite® 2400LT	hilite® 800LT
Материал волокон	полиметилпентен		
Материал теплообменника	полиэстер		
Максимальный кровоток	7 л/мин	2,4 л/мин	0,8 л/мин
Объем заполнения	275 мл	95 мл	55 мл
Площадь газообмена	1,9 м ²	0,65	0,32 м ²
Площадь теплообмена	0,45 м ²	0,16 м ²	0,074 м ²



ЗАО «ИМПЛАНТА»

119002, Москва, Карманницкий пер., д.9, «Арбат Бизнес Центр» офис 701

Тел.: (495) 234 91 19 Факс: (495) 232 26 55

<http://www.implanta.ru> info@implanta.ru