

# Гемоконцентраторы medos Hemofilter Pro (Medos Medizintechnik AG, Германия)

Комплект Custom pack (набор магистралей, гемоконцентратор, мешок для ультрафильтрата)

Кат. №	ME HF0G 0020 для новорожденных МЕН54008	ME HF0G 0060 для детей МЕН54007	ME HF0G 0140 для взрослых МЕН54006
Комплект Custom pack (набор магистралей, гемоконцентратор, мешок для ультрафильтрата) одной фирмы-производителя.	наличие	наличие	наличие
Одновременность поставки гемоконцентратора и набора магистралей к нему.	наличие	наличие	наличие
Материал волокон	полиарилэфирсульфон/ поливинилпирролидон	полиарилэфирсульфон/ поливинилпирролидон	полиарилэфирсульфон/ поливинилпирролидон
Площадь поверхности мембраны	0,20 м <sup>2</sup>	0,60 м <sup>2</sup>	1,40 м <sup>2</sup>
Толщина стенки волокна	50 мкм	50 мкм	50 мкм
Внутренний диаметр	215 мкм	215 мкм	215 мкм
Объем заполнения (кровеносная часть)	17 мл	52 мл	102 мл
Максимальное трансмембранное давление	600 мм.рт.ст.	600 мм.рт.ст.	600 мм.рт.ст.
Максимальный кровоток	100 мл/мин	400 мл/мин	500 мл/мин
Градиент давления	53 мм рт ст	40 мм рт ст	44 мм рт ст
Скорость ультрафильтрации (при скорости кровотока 200 мл/мин., давлении 200 мм рт.ст.)	34 мл/мин	67 мл/мин	99 мл/мин
Клиренс (скорость кровотока 300 мл/мин., ультрафильтрация 60 мл/мин.):			
альбумин	0%	0%	0%
витамин В12	100%	100%	100%
инулин	90%	90%	90%
миоглобин	21%	21%	21%
Количество магистралей	3 штуки	3 штуки	3 штуки
Материал магистралей	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Мешок для ультрафильтрата	Не менее 2000 мл	Не менее 2000 мл	Не менее 2000 мл

