




Портативный аппарат УЗИ

KONTED C10TX

USB и WiFi

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

- Двусторонний, 3 датчика в 1 (Конвексный + линейный + кардиальный)
- Изображение высокой четкости
- 192 элемента матрицы, 64 канала
- Легкий и портативный
- Подходит для сложных сценариев




Конвексный датчик

Частота 3.2/5 МГц
Глубина сканирования: 90-305 мм
Радиус: R45
Угол сканирования: 60°

Пресеты:
Абдоминальный
Кардиологический
Гинекологический
Акушерский
Урологический
Почки
Легкие

Измерения

В режим: длина, отношения длин, площадь/окружность, угол, отношение площадей, расстояние, объем, КТР/БПР, ДПЯ, ДБ, ОГ, ОЖ, РВП
В+М режим: ЧСС, время, расстояние, ВДЛЖ (ВДЛЖд, ВДЛЖс, ФВ, УО)
В+PW режим: скорость, ЧСС, S/D, VT
Автоматическое измерение скорости потока: ПСС, КДС, ТАМАХ, TAMEAN, PI, RI S/D, DIAM
Двойной экран: измерения в разных режимах




Линейный датчик

Частота 7,5/10 МГц
Глубина сканирования: 20-100 мм
Ширина луча: 34 мм

Пресеты:
Щитовидная железа
Сонная артерия
Молочные железы
Мелкие детали
Мышцы
Сосудистый
Сосудистые потоки
Нервы
Косметология

Общие характеристики

Пьезоэлементы: 192
Каналы: 64
Подключение: WiFi, USB
Режимы: В, В+М, ЦДС, PW, PDI
Частота кадров кинопетли: 24/сек.
Формат сохранения: jpg, avi, mp4, DICOM
Совместимость: iOS, Android, Windows (смартфон, планшет, ПК)
Полная водонепроницаемость IP68
Охлаждающее противоскользящее покрытие
Встроенные 2 батареи
4 часа автономной работы
Зарядка беспроводная




Фазированный (кардиологический) датчик

Частота 2,5/5 МГц
Глубина сканирования: 90-200 мм
Угол сканирования: 80°

Пресеты:
Абдоминальный
Кардиологический

Бесплатное ПО «MyUSG»

Совместимость:
iOS 11.0 и позднее, Android 14 и позднее
Windows 11



ЗАО «ИМПЛАНТА»

119002, Москва,
Карманицкий пер., д.9,
«Арбат Бизнес Центр»
офис 701
Тел.: (495) 234 91 19
<https://www.implanta.ru>