

Системы для экстренной терапии ЭКМО

Канюли NOVAPORT

Канюли *NovaPort* разработаны специально для максимально безопасного проведения экстракорпоральной поддержки легких и сердца, а также периоперационной перфузии при малоинвазивной кардиохирургии.

Все поверхности канюль, контактирующие с кровью, имеют стабильное биосовместимое гепариновое покрытие *x.ellence*.

- Минимальное сопротивление потоку, даже на высоких скоростях
- Идеальная толщина стенок
- Максимальная гибкость и устойчивость к изломам, благодаря специальному армированию и особой конструкции проводника-стилета High-flex
- Чрескожное одномоментное расширение позволяет максимально защитить стенку сосуда
- Плавный переход от проводника-стилета к канюле
- Предназначены для длительного применения

**Однопросветная канюля *NovaPort one***

- Применяется для чрескожного подключения систем экстракорпорального газообмена с магистральями $\varnothing 3/8''$
- Используется со стандартным универсальным коннектором $3/8''$
- Размеры: от 13 Fg до 21 Fg и длиной от 90 мм до 140 мм
- Сертифицированная длительность применения до 29 суток



Комплект набора для установки:

- Пункционная игла
- Струна-проводник (70 см, с покрытием ПТФЭ*)
- Зажим
- Скальпель
- Пункционная игла с тупоугольной заточкой для снижения риска травмы противоположной стенки сосуда
- Воздушно-капельная заглушка

Двухпросветные канюли *NovaPort twin*

Специально разработаны для вено-венозного сосудистого доступа. Максимально удобны для ранней активизации пациента.

- Легкая канюляция, не требующая чреспищеводного УЗИ контроля
- Глубина введения контролируется с помощью меток на поверхности канюли *NovaPort twin*
- Особая конструкция дренажных и возвратных отверстий снижает риск развития реперфузии
- Используется со стандартным универсальным коннектором $3/8''$
- Размеры: 18 Fg, 22 Fg длиной 170 мм, 24 Fg длиной 270 мм
- Сертифицированная длительность применения до 14 суток



Комплект набора для установки:

- Пункционная игла
- Струна-проводник (120 см, с покрытием ПТФЭ*)
- 2 зажима
- Скальпель
- Пункционная игла с тупоугольной заточкой для снижения риска травмы противоположной стенки сосуда
- 2 заглушки
- Шприц для удаления воздуха

* Политетрафторэтилен (ПТФЭ)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикулы	
<u>Однопросветные канюли</u>	
33530000	Канюля NovaPort one 13Fr, 140 мм
33530001	Канюля NovaPort one 15Fr, 140 мм
33530002	Канюля NovaPort one 17Fr, 140 мм
33530003	Канюля NovaPort one 19Fr, 140 мм
33530004	Канюля NovaPort one 21Fr, 140 мм
<u>Двухпросветные канюли</u>	
33550000	Канюля NovaPort twin 18Fr, 170 мм
33550001	Канюля NovaPort twin 22Fr, 170 мм
33550002	Канюля NovaPort twin 24Fr, 270 мм



ЗАО «ИМПЛАНТА»

119002 г. Москва, Карманицкий пер., 9, Арбат Бизнес Центр, офис 701

Тел: +7 495 234 9119

E-mail: info@implanta.ruwww.implanta.ru